

Smart Check[®]

by ROHO[®]

Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y[®]

Smart Check® by ROHO®

Bruksanvisning

Leverantör: Denna bruksanvisning måste ges till produktens användare.

Operatör (person eller vårdgivare): Innan du använder denna produkt, läs instruktionerna och spara för framtida bruk.

Innehållsförteckning

Avsedd användning	86-87
Viktig säkerhetsinformation	
Förklaring	88
Specifikationer	89
Delar i detalj	
Översikt	90
Instruktioner för Smart-justering	91-92
Instruktioner för kontroll	93
Instruktioner för alternativ justering	94
Guide för handkontroll	
Instruktioner för återställning	95
Frånkoppling och förvaring	
Felsökning	
Begränsad garanti	
Rengöring och desinficering	96
Byte av batteri	
Bortskaffande	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

U.S.A.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Kundtjänst: orders.roho@permobil.com

Utanför USA: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-produkter kan utgöras av ett eller flera amerikanska och utländska patenter och varumärken, inklusive ROHO®, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, och Smart Check®.

ROHO, Inc. har som policy att kontinuerligt produktutveckla och förbehåller sig rätten att ändra detta dokument. En aktuell version av detta dokument finns tillgängligt på permobilus.com.


© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

Avsedd användning

Smart Check® från ROHO® (Smart Check) är ett återkopplingssystem för dynor som gör det möjligt för användaren att spara uppgift om luftmängd under justeringen. Vid efterföljande kontroller kan Smart Check ange om det behövs justeringar för att nå det sparade intervallet.

Smart Check måste kopplas till en ROHO® Dyna med ett fack som har tekniken Sensor Ready® (Sensor Ready-dyna) eller ROHO® Hybrid Elite SR Dyna (Hybrid Elite SR).



! Viktig säkerhetsinformation

- Läs bruksanvisningen noggrant och fullständigt innan du använder produkten.
- ROHO medicinska produkter är tänkta att vara del av en heltäckande behandling. En kliniker bör erbjuda produktrekommendationer baserat på en undersökning av individens medicinska och terapeutiska situation samt den allmänna hälsan. En kliniker bör också utvärdera för visuell, läsnings- och kognitiv funktionsnedsättning för att avgöra behovet av vårdgivare med produktanvändning, inklusive att tillhandahålla en storskriftshandbok. Användningen av apparaten ersätter inte rutinkontroller av produkten och normala åtgärder för att skydda hud och mjukvävnad (skifta vikten, kontrollera huden, allmän hudvård och så vidare)

Varningar

- Smart Check från ROHO har utformats för att endast användas med ROHO:s Sensor Ready-dynor och Hybrid Elite SR. Används en dyna som inte är en ROHO Sensor Ready-dyna kommer det att påverka Smart Check-funktionerna och kan leda till att nyttan med att använda dynan förminskas eller försvinner och att risken för skada på hud och mjukvävnad ökar. Används en dyna som inte är en kompatibel kan detta också leda till skador på Smart Check och att garantin ogiltigförklaras.
- Använd INTE dyna med för lite luft eller en överpumpad dyna eftersom nyttan med att använda produkten kommer att minska eller försvinna, vilket resulterar i en ökad risk för skador på hud och annan mjukvävnad. Om dyna inte håller kvar luften, eller om du inte kan blåsa upp eller tömma dynan ska du se avsnittet Felsökning i bruksanvisningen som följde med dynan. Kontakta omedelbart din kliniska vårdgivare, distributör eller ROHO, Inc. om problemet kvarstår.
- Kontrollera uppblåsningen ofta, minst en gång om dagen, med Smart Check eller en handkontroll.
- Utför en smartjustering eller alternativ justering igen om något av följande ändras: 1) en annan person använder Smart Check. 2) en annan stol eller dyna används. 3) något har förändrats hos patienten (till exempel gått upp eller ner i vikt). Innan du utför en ny justering måste du rensa Smart Check-inställningarna enligt instruktionerna för återställning av maskinvaran.
- **FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH PERSONER SOM BRUKAR STOPPA OÄTLIGA FÖREMÅL I MUNNEN.** Att svälja eller andas in dessa kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Sök akut medicinsk hjälp OMEDELBART.
- **IAKTTA FÖRSIKTIGHET** i barns närvaro för att undvika stryprisker. Koppla bort Smart Check när den inte används och förvara den på en säker och tillgänglig plats.

Viktig säkerhetsinformation, fortsättning

Varningar, fortsättning

- Användning av andra tillbehör (till exempel pump eller överdrag till dyna) än vad som tillhandahålls av ROHO, Inc kan vara farligt och ogiltighetsförklarar garantin.
- Modifiera INTE Smart Check eller andra beståndsdelar. Det kan leda till skador på produkten och ogiltighetsförklarar garantin.
- Använd INTE nära lättantändliga anestesimedel och/eller i syrerik miljö. Detta ökar risken för brand eller explosion.
- Om dynan känns instabil under smartjusteringen ska du återställa och upprepa smartjusteringen. Om du fortfarande känner dig instabil ska du göra en alternativ justering och rådgöra med sjukvårdspersonal.
- Dynan **MÅSTE** vara storleksanpassad till användaren. OM INTE kan det hända att Smart Check inte kan fastställa patientens uppblåsningsintervall, vilket kan leda till att nyttan med att använda dynan förminsкас eller försvinner och risken för skada på huden eller i mjukvävnaderna ökas.
- Den användning av Smart Check som beskrivs i denna handbok kan utföras av användaren eller av en vårdgivare. Om du INTE KAN UTFÖRA vissa uppgifter som beskrivs i denna handbok, sök hjälp.
- **BRÄNSKADOR:** Om den omgivande temperaturen överstiger 47 °C (117 F) får du inte ha kontakt med produktens yta i mer än tio (10) minuter.
- Smart Check **MÅSTE ENDAST** används med ett överdrag som är kompatibelt med ROHO-dynan. Andra överdrag kan störa precisionen i Smart Check-funktionerna.
- Utför INTE något underhåll på Smart Check medan produkten används. Detta kan leda till en felaktig funktion.
- Justera dynan under de vanliga användningsförhållandena. Utför en kontroll när användningsförhållandena, som temperatur och höjd, ändras mycket.

Varningar

- Dagligen: Kontrollera snabbkopplingen, slangarna och höljet på Smart Check för att se om det finns slitage eller skador och för att kontrollera att produkten sitter fast. Fortsätt INTE använda Smart Check om någon del är skadad eller inte kan kopplas fast ordentligt. ROHO, Inc rekommenderar att Smart Check kontrolleras regelbundet av en kvalificerad tekniker.
- Lagg INTE Smart Check i vätska eftersom det skadar apparaten.
- Skydda Smart Check mot trubbigt våld och stötar eftersom detta kan leda till skador och/eller att enheten går sönder.
- **UNDVİK ATT** utsätta produkten för hög värme, öppen eld eller het aska.
- Använd INTE uppblåsningsventil, Snabbkoppling eller någon beståndsdel av Smart Check som handtag när du bär eller drar i dynan.
- Långvarig exponering för ozon kan försämra vissa av materialen som finns i dynan, påverka dynans prestanda och ogiltigförklara garantin.
- Långvarig exponering av UV-ljus/solljus kan bleka produktens etiketter.

Förklaring

Varning



Se instruktionerna för användning.



Tillverkningsplats



Förvaras torrt.



Torka av för hand.



Lufttorka.



Använd inte blekmedel.



Låg batterinivå: gult ljus



Temperaturgräns



Fuktighetsgräns (relativ, icke-kondenserande)



Luftrycksgräns



Kvävningsrisk



Släng inte i hushållssoporna.




Användarens identifikation



IEC 60601-1: Användningsdel av typ BF



Specifikationer



- Smart Check: polykarbonat med frontplatta i polyester
- Förvaringsväska: polystyren
- Slangar: polyuretan
- Snabbkoppling: acetal
- Denna produkt överensstämmer med RoHS 2.
- Smart Check är en användningsdel av typ BF. Smart Check har testats och överensstämmer med IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 och IEC 60601-1-11. Den är certifierad för CAN/CSA-standard C22.2 Nr. 60601-1. Elektromagnetiska störningar varken skapas av eller stör Smart Check.
- Förväntad livslängd: 5 år
- Batterier: typisk drifttid på ett (1) år
- Smart Check är en IP54-klassad enhet (skyddad mot damm och vattenstänk).

Delar i detalj

Innehåll: Smart Check® från ROHO®, instruktioner, registreringskort och förvaringsbox för Smart Check

Produktregistrering: Posta det medföljande registreringskortet eller registrera din produkt på ROHO.com.

Information om din dyna hittar du i *Bruksanvisning för ROHO® Dyna med 1 kammare med Sensor Ready®* eller *ROHO® Hybrid Elite® Dyna Bruksanvisning*.



Bruksanvisning



Produktregistreringskort



Smart Check frontplatta

Läs mer om frontplattan i instruktionerna.

Slangar

Snabbkoppling



Förvaringsbox

Översikt


Här kan du läsa hur du använder Smart Check för att hitta, spara och kontrollera din dynas luftmängdsinställningar.

Läs detta innan du använder Smart Check.

Smartjustering och kontroll:

1. Följ INSTRUKTIONERNA FÖR SMARTJUSTERING. Smartjusteringen hittar och sparar din dynas luftmängdsinställningar åt dig.
2. Följ INSTRUKTIONERNA FÖR KONTROLL. När du trycker på kontrollknappen kommer Smart Check ange om du behöver justera dynan.

Korrekt uppsättning för uppblåsning av dyna: **A** sjunk ner i dynan och **B** "sväva" ovanför dynans bas.



Alternativ justering är ett alternativ till Smartjustering.

- Alternativ justering kan vara att föredra i följande situationer:
- En behörig sittspecialist har fastställt en alternativ nivå av nedsänkning och omslutning för patienten.
- Patienten har behov (som kraftigt asymmetrisk hållning) som inte kan uppfyllas av inställningarna för nedsänkning och omslutning som görs av Smart Check under smartjusteringen.
- Dynan används på en stoppad möbel (som en kaptensstol).



Varningar:

- Vi rekommenderar att du rådgör med en sittspecialist när du sparar valda uppblåsningsinställningar för din dyna vid alternativ justering.
- Alternativ justering får inte användas om patienten väger mindre än 40 kg (90 lbs).

Alternativ justering (och kontroll)

1. Hitta dina luftmängdsinställningar för dynan utan Smart Check. (Följ Bruksanvisning för ROHO® Dyna med 1 kammare med Sensor Ready® eller ROHO® Hybrid Elite® Dyna Bruksanvisning.)
2. Följ INSTRUKTIONERNA FÖR ALTERNATIV JUSTERING och låt Smart Check spara dina luftmängdsinställningar.
3. Följ INSTRUKTIONERNA FÖR KONTROLL. När du trycker på kontrollknappen kommer Smart Check ange om du behöver justera dynan.



VIKTIGT!

- Utför en justering (antingen Smartjustering eller alternativ justering) när du använder Smart Check för första gången.
- Utför en Smartjustering eller alternativ justering igen om något av följande ändras: 1) en annan person använder Smart Check. 2) en annan stol eller dyna används. 3) något har förändrats hos användaren (till exempel gått upp eller ner i vikt). Innan du utför en ny justering måste du rensa Smart Check-inställningarna enligt instruktionerna för återställning.
- Utför kontroller regelbundet, minst en gång om dagen!


Instruktioner för Smart-justering

Smart Check kommer att hitta och spara uppblåsningsinställningarna för dig, på din dyna, i din stol. **OBS:** Resultaten kan variera utifrån kroppstyp.




- Utför följande steg under vanliga användningsförhållanden.
- Dynan **MÅSTE** överpumpas för att Smart Check ska startas. Du kan känna dig ostadig under en kort stund. Var försiktig.
- Användare måste sitta ner på dynan i stolen innan de börjar använda Smart Check.

Symboler och ljussignaler vid Smart-justering





1. Lägg dynan på stolen. Sätt pumpens munstycke över uppblåsningsventilen.


Om du använder ett överdrag till dynan ska du dra på överdraget innan du börjar uppblåsningen.



2. Öppna uppblåsningsventilen. Blås upp dynan tills den välver sig. Stäng uppblåsningsventilen. Ta bort pumpen.




3. Sitt i stolen i din vanliga position. Dra för att ta bort fliken (endast första gången).



4. Se till att uppblåsningsventilen är stängd. Koppla Smart Check till dynan. Du hör ett "klick" när den kopplas fast ordentligt.


Instruktioner för smartjustering, fortsättning

5a.




5a. Tryck på kontrollknappen (✓). När den röda nedåtpilen ↓ tänds ska du fortsätta till steg 5b.

OBS: Om du ser en röd uppåtpil ↑ tändas när du trycker på kontrollknappen: Se till att snabbkopplingen sitter fast ordentligt. 2) Öppna uppblåsningsventilen, lägg till mer luft, stäng uppblåsningsventilen och tryck på kontrollknappen ✓ igen. Upprepa tills du ser en röd nedåtpil tändas.





5b.



5b. Tryck på (men håll inte inne) justeringsknappen. Den röda nedåtpilen ↓ kommer att **blinka**. Öppna uppblåsningsventilen, släpp ut luften (under cirka 30 till 60 sekunder)* och vänta tills du ser ett blinkande grönt ljus.

Om den röda nedåtpilen ↓ slutar blinka innan du har öppnat ventilen ska du gå tillbaka till 5a.

***För att säkerställa en korrekt avläsning:** Sitt still och undvik att begränsa luftflödet medan du släpper ut luften från dynan.



När du ser en blinkande grönt lampa ska du stänga uppblåsningsventilen. Grönt ljus anger att justeringen är klar.

Dynan är nu justerad.

(Därefter: Se INSTRUKTIONERNA FÖR KONTROLL)



Förvara Smart Check på en säker och tillgänglig plats. Se INSTRUKTIONERNA FÖR FRÅNKOPPLING OCH FÖRVARING.

Instruktioner för kontroll

Utför en kontroll efter en justering (Smart-justering eller alternativ justering).


Så här utför du en kontroll:

1. Sitt i din vanliga sittposition.
2. Tryck på kontrollknappen.
3. Se tabellen nedan.



- Utför kontroller regelbundet, minst en gång om dagen!
- Om du hade överdrag på när du justerade dynan måste du använda samma överdrag under kontrollen.
- Utför en kontroll om höjden ändras märkbart.

Symboler och ljussignaler vid kontroll



Kontrolltabell

Obs: När du har utfört en kontroll kan du utföra en handkontroll för att bli bekant med ditt uppblåsningsintervall. Se GUIDEN FÖR HANDKONTROLL.

Obs: Du kan ibland lägga till eller släppa ut lite luft och fortfarande vara inom dynans luftmängdsinställning. Smart Check sparar dynans inställning med marginal för justeringar.

Ljus	Status	Åtgärd
	Dynan är inom det sparade uppblåsningsintervallet.	Det behövs inga ytterligare åtgärder.
Ljus	Möjliga orsaker	Åtgärd
	Vikten kan vara ojämnt fördelad.	Skifta vikten så att luften i dynan cirkulerar och tryck på kontrollknappen för att göra en ny avläsning.
	Snabbkopplingen sitter inte fast ordentligt i dynan.	Se till att den sitter fast ordentligt och tryck på kontrollknappen för att göra en ny avläsning. Se FELSÖKNING i denna handbok.
	Dynan behöver mer luft.	Öppna ventilen och lägg till mer luft i dynan (6 till 10 pumpningar). Stäng ventilen. Tryck på kontrollknappen för att göra en ny avläsning. Upprepa efter behov. Om du inte kan göra justeringarna på egen hand ska du sluta användningen tills du kan få hjälp.
	Dynan eller dynans snabbkoppling läcker luft.	Se FELSÖKNING i <i>Bruksanvisning för ROHO® Dyna med 1 kammare med Sensor Ready®, ROHO® Hybrid Elite® Dyna Bruksanvisning</i> eller kontakta Kundtjänst.
Ljus	Orsak	Åtgärd
	Det är för mycket luft i dynan.	Öppna ventilen och släpp ut luft ur dynan tills du ser ett grönt ljus. Stäng ventilen. Om du inte kan utföra den här uppgiften ska du söka hjälp.

Instruktioner för alternativ justering

Alternativ justering är ett alternativ till Smart-justering som registrerar dina valda luftmängdsinställningar för dynan.


Se ÖVERSIKTEN för mer information.

Del ett: Justera dynan utan Smart Check


1. Återställ Smart Check. Se INSTRUKTIONERNA FÖR ÅTERSTÄLLNING.

Obs: Vid första användningen ska du dra ut fliken till batteriet.

2. Blås upp dynan och sätt den på stolen. Sitt på dynan i din vanliga position. Justera dynan med hjälp av instruktionerna för dynjustering i *Bruksanvisning för ROHO® Dyna med ett fack med Sensor Ready® eller ROHO® Hybrid Elite® Dyna Bruksanvisning*.
3. Utför en handkontroll för att kontrollera nedsänkning och omslutning. (Se guiden för handkontroll i denna handbok.)




Symbols and Lights for Optional Setup



Del två: Spara dina inställningar med Smart Check




- Vi rekommenderar att du rådgör med en sittspecialist när du sparar valda inställningar för din dyna vid alternativ justering.
- Utför följande steg under vanliga användningsförhållanden.



4. Se till att Smart Check är kopplad till din dyna. Du hör ett "klick" när den kopplas fast ordentligt.



5. Se till att uppblåsningsventilen är stängd. Tryck på kontrollknappen (✓) för att aktivera Smart Check. Du borde se en röd ↑ eller en röd ↓. Du får **INTE** lägga till eller släppa ut luft.



6. Håll inne justeringsknappen i fyra (4) sekunder tills du ser ett grönt ljus. Grönt ljus innebär att dina valda inställningar för dynan har sparats. Grönt ljus anger **INTE** att detta är en lämplig luftmängdsinställning för dynan. Se ÖVERSIKTEN för mer information.



Förvara Smart Check på en säker och tillgänglig plats. Se INSTRUKTIONERNA FÖR FRÄNKOPPLING OCH FÖRVARING.

Dynan är nu justerad.

(Därefter: Se instruktionerna för kontroll)


Guide för handkontroll

Använd denna guide när du justerar din dyna med alternativ justering.


En handkontroll efter Smart-justeringen rekommenderas för att ge dig en referenspunkt om du behöver justera din dyna utan Smart Check (om du till exempel har förlagt apparaten).



Innan du utför en handkontroll ska du hänvisa till Viktig säkerhetsinformation och läsa varningarna om att använda en dyna med för lite luft eller som är överpumpad.



Se till att det finns minst ½ tum (1,5 cm) av luft som stöder patientens benuskott.




1. För in handen mellan dig själv och dynan. Känn efter det lägsta benuskottet. Du bör knappt kunna röra dina fingertoppar.
2. Om det känns som om dynan har för mycket eller för lite luft ska du justera den efter behov och se INSTRUKTIONERNA FÖR KONTROLL OCH ÖVERSIKTEN.

Instruktioner för återställning av Smart Check

Innan du utför en ny justering måste du rensa Smart Check-inställningarna. **OBS:** Smart Check kan vara inkopplad eller bortkopplad under återställningen av programvaran.

1. Se till att inga lampor lyser eller blinkar.
2. Håll in kontrollknappen OCH justeringsknappen samtidigt under fem (5) sekunder. Varje lampa borde blinka en gång för att ange att dina inställningar rensats.
3. När hård omstart är klar, följ alla installationsanvisningar som anges i denna handbok.



Frånkoppling och förvaring

Så här kopplar du bort Smart Check från dynan: Tryck den grå spärren nedåt och ta bort.

Så här förvarar du Smart Check: Du kan koppla bort och förvara Smart Check på en säker och tillgänglig plats när den inte används (till exempel i förvaringsbox som följer med Smart Check).



Kontrollera att Smart Check inte trycker mot någon kroppsdel.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Inga lampor lyser på Smart Check när du trycker på kontrollknappen.	Se till att plastfliken har dragits ut från batterifacket. Kontrollera batteriernas typ och riktning. Byt ut batterierna om det behövs. Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår.
Smartjustering: När du har tryckt på kontrollknappen fortsätter Smart Checks röda lampa "Lägg till luft" ↑ att lysa, även om du har kontrollerat att dynan är överpumpad och att snabbkopplingen sitter fast ordentligt.	Kontrollera om det finns slitage eller skador på O-ringen på dynans snabbkoppling. Om du ser några skador ska du kontakta Kundtjänst. Kontrollera om det läcker luft från dynan. Se FELSÖKNING i <i>Bruksanvisning för ROHO® Dyna med 1 kammare med Sensor Ready®</i> eller <i>ROHO® Hybrid Elite® Dyna Bruksanvisning</i> .
Alternativ justering: Du ser inget grönt ljus när du har hållit inne justeringsknappen i fyra (4) sekunder.	Upprepa steg 2 i INSTRUKTIONERNA FÖR ALTERNATIV JUSTERING. Om du fortfarande inte ser något grönt ljus kan det hända att alternativ justering inte är kompatibelt med dina fysiska behov eller inställningar. Se ÖVERSIKTEN och INSTRUKTIONERNA FÖR SMARTJUSTERING, eller kontakta klinikern eller Kundtjänst.
Du behöver hjälp med användningen eller underhållet av Smart Check eller du har stött på oväntade problem.	Kontakta Kundtjänst.

Begränsad garanti

Begränsade garantivillkor: 24 månader från det datum produkten ursprungligen köpts. Se även begränsade garantitillägg som medföljer produkten, eller kontakta Kundtjänst.

Rengöring och desinficering



- Rengöring och desinficering är separata processer. Rengöring måste föregå desinficering.
- Vid användning av samma person: rengör och desinficera produkten så ofta som det behövs. Före användning av en annan person: rengör, desinficera och kontrollera produkten för korrekt funktion.
- Följ säkerhetsföreskrifterna på rengörings- och desinficeringsprodukternas etiketter.
- Smart Check borde inte rengöras med aceton, metyletylketon (MEK), toulén eller limborttagare.
- Lägg INTE Smart Check i vätska.



Rengör så här: Torka av Smart Check med mildt rengöringsmedel och en ren, mjuk trasa eller svamp. Lufttorka.



Desinficera så här: Torka av Smart Check med en desinficerande servett utan blekmedel. Lufttorka.





Sterilisering: Smart Check är inte förpackad i ett sterilt tillstånd. Den är inte avsedd att steriliseras och kräver inte sterilisering före användning. Höga temperaturer kan påskynda åldrandet och skada produkten.

Byte av batteri

När batterilampan lyser betyder det att batterierna behöver bytas.



- Smart Check kommer ihåg dina sparade inställningar efter batteribytet.
- Smart Check går automatiskt till ett "sömläge" för att spara batteri när den inte används.
- Förväntad livslängd för batterier: ett (1) år.



1. Koppla bort Smart Check från dynan med snabbkopplingen.
2. Använd en stjärnskruvmejsel som har ett icke-ledande handtag för att lossa skruven och öppna batteriluckan.
3. Använd skruvmejseln för att lösgöra batterierna.
4. Använd "+"-tecknet som riktmärke och sätt i två (2) nya 1,5 V alkaliska knappcells-batterier (LR44, A76, AG13 eller motsvarande).
5. Stäng batteriluckan.
6. Dra åt skruven. **Obs:** Om skruven inte dras åt ordentligt kan batterierna utsättas för fukt som kan orsaka skador på produkten.



FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH PERSONER SOM BRUKAR STOPPA OÄTLIGA FÖREMÅL I MUNNEN. Att svälja eller andas in dessa kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Sök akut medicinsk hjälp OMEDELBART.



Bortskaffande

Avyttra produkten och/eller dess beståndsdelar i enlighet med gällande reglering i ditt område (även avyttring av elektroniskt avfall). **FÅR INTE FÖRBRÄNNAS.**



permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

permobilus.com



Intertek



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.