

# Smart Check<sup>®</sup>

by ROHO<sup>®</sup>

## Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e   f i t t i n g   t e c h n o l o g y<sup>®</sup>



# Smart Check® by ROHO®

## Manuale d'uso

Fornitore: Questo manuale deve essere dato all'utente di questo prodotto.

Operatore (utente o assistente): Prima di usare questo prodotto leggere le istruzioni e conservarle per il futuro.

### Indice

Uso previsto	50-51
Informazioni importanti per la sicurezza	
Legenda	52
Specifiche tecniche	53
Componenti	
Informazioni generali	54
Istruzioni d'uso in modalità Smart Setup	55-56
Istruzioni per verificare la regolazione	57
Istruzioni d'uso in modalità Optional Setup	58
Istruzioni per il controllo eseguito con la mano	
Istruzioni per resettare le informazioni (Hard Reset)	59
Disconnessione e custodia	
Risoluzione dei problemi	
Garanzia limitata	
Pulizia e disinfezione	60
Sostituzione della batteria	
Smaltimento	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

Negli USA: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Servizio di assistenza: [orders.roho@permobil.com](mailto:orders.roho@permobil.com)

Fuori dagli U.S.A: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • [intlorders.roho@permobil.com](mailto:intlorders.roho@permobil.com)  
[permobilus.com](http://permobilus.com)

I prodotti ROHO possono essere coperti da uno o più brevetti e marchi statunitensi e stranieri, inclusi ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, e Smart Check®.

ROHO, Inc. ha una politica di miglioramento continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare questo documento. La versione attuale del presente documento è disponibile su [permobilus.com](http://permobilus.com).


© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

## Uso previsto

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) è un sistema di feedback per cuscino che serve per assistere l'utente memorizzando un range di gonfiaggio durante la regolazione del cuscino. Durante i controlli dei livelli di gonfiaggio successivi, Smart Check indicherà se sono necessarie ulteriori regolazioni per rimanere all'interno del range salvato.

Smart Check deve essere collegato ad un cuscino a comparto unico ROHO® già predisposto alla tecnologia Sensor Ready® (Cuscino Sensor Ready) o cuscino ROHO® Hybrid Elite SR (Hybrid Elite SR).



## Informazioni importanti per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso del prodotto.
- I prodotti medici ROHO sono destinati a far parte di un regime di assistenza completo. Il medico è tenuto a dare consigli sul prodotto in base ad una valutazione delle esigenze mediche e terapeutiche della persona ed alle sue condizioni generali. Inoltre, il medico è tenuto a valutare la disabilità visiva, di lettura e cognitiva per determinare l'esigenza di un assistente medico che fornisca assistenza sull'uso del prodotto, compresa la fornitura del manuale stampato. L'uso di questo dispositivo non elimina la necessità di un controllo di routine del prodotto e di tutte le normali attività associate alla protezione della cute e dei tessuti molli (spostamento del peso per attenuare la pressione, controllo della cute, cura generale della cute, ecc.)

## Avvertenze

- **Smart Check di ROHO può essere usato solo con il cuscino ROHO Sensor Ready e Hybrid Elite SR. Usando un cuscino che non è compatibile saranno intaccate le funzioni di Smart Check, si ridurranno o elimineranno i vantaggi del cuscino e saranno aumentati i rischi per la pelle o altri tessuti. Usando un cuscino non è compatibile si rischia di danneggiare Smart Check e invalidare la garanzia.**
- **NON usare un cuscino non ben gonfiato o un cuscino eccessivamente gonfiato in quanto i benefici del prodotto saranno ridotti o eliminati, determinando un rischio maggiore alla pelle o ad altri tessuti molli. Se il cuscino sembra non trattenere l'aria o se non è possibile gonfiare o sgonfiare il cuscino, consultare la sezione RISOLUZIONE DEI PROBLEMI del manuale che è stato fornito con il cuscino. Contattare immediatamente l'assistente, il distributore o ROHO, Inc. se il problema persiste.**
- **Controllare il gonfiaggio frequentemente, almeno una volta al giorno, usando lo Smart Check o facendo un controllo con la mano.**
- **Eseguire di nuovo la regolazione Smart Setup o Optional Setup se si verificano le seguenti modifiche: 1) un'altra persona usa lo Smart Check; 2) viene usata una carrozzina diversa o un cuscino diverso; o 3) la persona riporta modifiche fisiologiche (ad esempio, perdita o aumento di peso). Prima di eseguire una nuova regolazione, cancellare la regolazione dello Smart Check; vedere le ISTRUZIONI PER RESETTARE LE INFORMAZIONI (HARD RESET).**
- **TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DI QUALSIASI PERSONA CHE POSSA AVERE LA TENDENZA A METTERE IN BOCCA OGGETTI NON COMMESTIBILI. L'ingerimento o l'inalazione può causare lesioni serie o morte. Contattare IMMEDIATAMENTE l'assistenza medica di emergenza.**
- **FARE ATTENZIONE in presenza di bambini per evitare il pericolo di strangolamento. Scollegare lo Smart Check se non in uso e conservarlo in un luogo sicuro ed accessibile.**

## Informazioni importanti per la sicurezza (continuazione)

### Avvertenze (continuazione)

- Usare un accessorio (ad esempio, una pompa o una fodera del cuscino) diverso da quello fornito da ROHO, Inc., potrebbe non essere sicuro e potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.
- **NON** modificare lo Smart Check o eventuali componenti. Questa operazione potrebbe causare guasti al prodotto e invalidare la garanzia.
- **NON** usare in presenza di anestetici infiammabili e/o in un ambiente ricco di ossigeno. Questo aumenta il rischio di incendio o esplosione.
- Se il cuscino sembra instabile durante la regolazione in modalità Smart Setup, eseguire resettare le informazioni (Hard Reset) e poi ripetere la regolazione in modalità Smart Setup . Se ci si sente ancora instabili, eseguire una regolazione in modalità Optional Setup e consultare un operatore sanitario.
- Il cuscino **DEVE** essere della misura corretta per l'utente. **SE NON LO È**, lo Smart Check non è in grado di trovare la gamma di gonfiaggi durante la regolazione in modalità Smart Setup, riducendo o eliminando i vantaggi del cuscino e aumentando il rischio per la cute o gli altri tessuti molli.
- Tutte le procedure d'uso relative allo Smart Check descritte in questo manuale possono essere eseguite dall'utente o da un assistente. Se non si è in grado di eseguire le operazioni descritte in questo manuale, chiedere assistenza.
- **PERICOLO DI USTIONE:** Se la temperatura ambiente supera i 47°C (117°F), **NON** restare a contatto con la superficie del prodotto per più di (10) minuti.
- Lo Smart Check **DEVE** essere usato **SOLO** con una fodera per cuscino ROHO compatibile. L'uso di una fodera diversa può interferire con la precisione delle funzioni dello Smart Check.
- **NON** eseguire la manutenzione dello Smart Check se in uso. Questo potrebbe causare un funzionamento non corretto.
- Regolare il cuscino nelle condizioni ambientali abituali. Eseguire la procedura di controllo se le condizioni ambientali, compresa temperatura e altitudine, cambiano in modo significativo.

### Attenzione

- Ogni giorno: Controllare la disconnessione rapida, il tubo e l'alloggiamento del dispositivo Smart Check per verificarne l'usura o rottura e garantire il collegamento dei componenti interni. **NON** continuare ad usare lo Smart Check se alcune parti sono danneggiate o non possono essere collegate in modo sicuro.
- ROHO, Inc. consiglia di far controllare lo Smart Check periodicamente da un tecnico qualificato.
- **NON** immergere lo Smart Check in liquidi, in quanto si rischia di danneggiare il dispositivo.
- Proteggere lo Smart Check da urti che potrebbero danneggiare e/o rompere il dispositivo.
- **NON** esporre il prodotto ad elevata temperatura, fiamme vive o ceneri calde.
- **NON** usare la valvola di gonfiaggio, Meccanismo di disconnessione rapida o altri componenti dello Smart Check come impugnatura per trasportare o tirare il cuscino.
- L'eccessiva esposizione a ozono può danneggiare alcuni materiali utilizzati nella produzione di questo prodotto, influire sulla prestazione dello stesso ed invalidare la garanzia.
- L'esposizione prolungata a luce UV / luce solare può scolorire le etichette del prodotto.

## Legenda

Avvertenza



Fare riferimento alle istruzioni d'uso.



Luogo di produzione.



Conservare all'asciutto.



Asciugare a mano.



Asciugare all'aria.



Non usare candeggiante



Batteria scarica: luce di colore ambra



Limite di temperatura



Limite di umidità (relativa, non condensa)



Limite di pressione atmosferica



Pericolo di soffocamento



Non gettare nei rifiuti domestici.




Identificazione utente



IEC 60601-1: Parte applicata di tipo BF



## Specifiche tecniche



- Smart Check: policarbonato con maschera in poliestere
- Custodia: polistirene
- Tubo: poliuretano
- Disconnessione rapida: acetale
- Questo prodotto è conforme a RoHS2.
- Smart Check è una parte applicata di tipo BF. Smart Check è stato testato e soddisfa le norme IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-11; è certificato secondo lo standard CAN/CSA C22.2 N. 60601-1. Nessuna interferenza elettromagnetica è causata da Smart Check e interferisce con Smart Check.
- Durata di utilizzo previsto: 5 anni
- Batterie: tempo di utilizzo tipico di un (1) anno
- Smart Check è un dispositivo di classe IP54 (protetto da polvere e schizzi d'acqua).

## Componenti

Contenuto della confezione: Smart Check® by ROHO®, istruzioni Smart Check, scheda di registrazione, custodia

Registrazione del prodotto: Spedire la registrazione del prodotto allegata o registrare il prodotto su ROHO.com.



Per informazioni sul cuscino, fare riferimento al *Cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready®* Manuale d'uso o *Cuscino ROHO® Hybrid Elite®* Manuale d'uso.



Manuale d'uso



Scheda di registrazione del prodotto



Maschera dello Smart Check :

*Far riferimento alle istruzioni per i dettagli della maschera.*

Tubing

Meccanismo di disconnessione rapida



Custodia


## Informazioni generali

Questa pagina spiega come usare il dispositivo Smart Check per trovare, memorizzare e controllare la regolazione di gonfiaggio del cuscino. Leggere attentamente prima di usare lo Smart Check.

### Regolazione in modalità Smart Setup e procedura di Controllo:

1. Seguire le ISTRUZIONI D'USO IN MODALITÀ SMART SETUP. Lo Smart Check troverà e memorizzerà l'impostazione di gonfiaggio del cuscino.
2. Seguire le ISTRUZIONI PER VERIFICARE LA REGOLAZIONE. Quando si preme il tasto Check (Controllo), lo Smart Check indicherà se sarà necessario regolare il cuscino.

Regolazione di gonfiaggio corretta del cuscino: **A)** sprofondare nel cuscino e **B)** "galleggiare" sulla base del cuscino.



### La regolazione in modalità Optional Setup è un'alternativa alla regolazione in modalità Smart Setup.

La regolazione Optional Setup è preferibile nelle seguenti situazioni:

- Nel caso in cui uno specialista della seduta determini un'immersione particolare ed un livello di avvolgimento specifico per l'utente.
- Se l'utente deve soddisfare esigenze particolari (come nel caso di una postura asimmetrica grave) che vanno oltre la regolazione di immersione e di avvolgimento rilevata dallo Smart Check durante la regolazione in modalità Smart Setup.
- Se il cuscino è usato su una superficie imbottita (come un sedile da capitano).



#### Avvertenze:

- Si consiglia di consultare uno specialista della postura quando si memorizza la regolazione desiderata del gonfiaggio del cuscino con la modalità Optional Setup.
  - La regolazione in modalità Optional Setup non deve essere usata se la persona pesa meno di 40 kg.
- Regolazione in modalità Optional Setup (e Controllo)**

1. Trovare la regolazione di gonfiaggio del cuscino desiderata senza usare il dispositivo Smart Check. (Fare riferimento al *Cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready® Manuale d'uso* o *Cuscino ROHO® Hybrid Elite® Manuale d'uso*.)
2. Seguire le ISTRUZIONI D'USO IN MODALITÀ OPTIONAL SETUP, usando lo Smart Check per memorizzare la regolazione di gonfiaggio.
3. Seguire le ISTRUZIONI PER VERIFICARE LA REGOLAZIONE. Quando si preme il tasto Check (Controllo), lo Smart Check indicherà se sarà necessario regolare il cuscino.



### IMPORTANTE!

- Eseguire la regolazione (nella modalità Smart Setup o nella modalità Optional Setup) quando si usa Smart Check per la prima volta.
- Eseguire di nuovo la regolazione Smart Setup o Optional Setup se si verificano le seguenti modifiche: 1) un'altra persona usa lo Smart Check; 2) viene usata una carrozzina diversa o un cuscino diverso; o 3) la persona riporta modifiche fisiologiche (ad esempio, perdita o aumento di peso). Prima di eseguire una nuova regolazione, cancellare la regolazione dello Smart Check; vedere le ISTRUZIONI PER RESETTARE LE INFORMAZIONI (HARD RESET).
- Eseguire di frequente la procedura di Controllo, almeno una volta al giorno!




## Istruzioni d'uso in modalità Smart Setup

Lo Smart Check troverà e memorizzerà la regolazione di gonfiaggio ideale per voi, seduti sul vostro cuscino, e sulla vostra carrozzina. **NOTA:** I risultati possono variare in base al tipo di corporatura.




- Eseguire i seguenti passaggi nelle condizioni ambientali abituali.
- Il cuscino **DEVE** essere gonfiato al massimo per iniziare la regolazione in modalità Smart Setup. È possibile sentirsi temporaneamente instabili; in tal caso procedere con attenzione.
- La persona **DEVE** essere seduta sul cuscino nella carrozzina prima di usare lo Smart Check.



### Simboli e spie dello Smart Check




1. Mettere il cuscino sulla carrozzina. Mettere l'ugello della pompa sulla valvola di gonfiaggio. *Se si usa una fodera per cuscino, mettere la fodera sul cuscino prima di gonfiare.*



2. Aprire la valvola di gonfiaggio. Gonfiare del tutto il cuscino finché non si inarca. Chiudere la valvola di gonfiaggio. Togliere la pompa.




3. Sedere sulla carrozzina nella posizione abituale. Tirare per rimuovere la linguetta (*solo al primo utilizzo*).



4. Accertarsi che la valvola di gonfiaggio sia chiusa. Applicare lo Smart Check al cuscino. Si sentirà un "clic" quando la connessione è avvenuta.


## Istruzioni d'uso in modalità Smart Setup (continuazione)

5a.




**5a.** Premere il tasto per il Controllo (Check ✓). Quando compare la spia della freccia rossa ↓ rivolta verso il basso, procedere al passaggio 5b.

**NOTA:** Se compare la spia della freccia rossa rivolta ↑ verso l'alto quando si preme il tasto per il Controllo: 1) Accertarsi che il dispositivo di disconnessione rapida sia ben collegato, e 2) Aprire la valvola di gonfiaggio, aggiungere altra aria, chiudere la valvola di gonfiaggio e premere di nuovo il tasto per il Controllo ✓. *Ripetere finché non compare la spia della freccia rossa rivolta verso il basso.*





5b.



**5b.** Premere (ma non tenere premuto) il tasto per la Regolazione. La spia della freccia rossa ↓ rivolta verso il basso ora **lampeggerà**. Aprire la valvola di gonfiaggio, rilasciare aria (circa 30 - 60 secondi)\* e attendere che lampeggi la spia verde.

Se la spia della freccia rossa ↓ rivolta verso il basso smette di lampeggiare prima di aver aperto la valvola, tornare a 5a.

**\*Per garantire una lettura precisa:** Restare fermi ed evitare di limitare il flusso dell'aria quando si rilascia l'aria dal cuscino.



Quando compare la spia verde lampeggiante, chiudere la valvola di gonfiaggio. La spia verde indica che la regolazione è completa.

**Il cuscino ora è regolato.**

(Poi: Vedere ISTRUZIONI PER VERIFICARE LA REGOLAZIONE).



**Conservare lo Smart Check in un luogo sicuro ed accessibile. Vedere le istruzioni di DISCONNESSIONE E CUSTODIA.**

## Istruzioni per verificare la regolazione

Eseguire un controllo dopo aver completato la regolazione (in modalità Smart Setup o in modalità Optional Setup).


### Come eseguire un controllo:

1. Si deve stare seduti nella posizione abituale.
2. Premere il tasto per il Controllo.
3. Far riferimento alla tabella sotto riportata.



- Eseguire di frequente la procedura di Controllo, almeno una volta al giorno!
- Se si usa una fodera durante la regolazione del cuscino, la stessa fodera deve essere usata durante il controllo.
- Eseguire un controllo se si verifica una variazione significativa dell'altitudine.

### Simboli e spie per il Controllo



## Tabella per il controllo

**NOTA:** Dopo aver eseguito un controllo con il dispositivo, è possibile scegliere se eseguire un ulteriore controllo con la mano per prendere familiarità con il proprio range di gonfiaggio. Vedere le ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO ESEGUITO CON LA MANO.

**NOTA:** È possibile aggiungere o rimuovere una piccola quantità di aria e rimanere ancora la nel range di regolazione di gonfiaggio corretto del vostro cuscino. Lo Smart Check memorizza la regolazione di gonfiaggio del cuscino con dello spazio per la regolazione.

Spia	Stato	Azione
	Il cuscino è entro la regolazione di gonfiaggio memorizzata.	Non è necessaria altra azione.
Spia	Possibili cause	Azione
	Il vostro peso potrebbe essere distribuito in modo irregolare.	Spostate il peso per far circolare l'aria del cuscino, quindi premere il tasto per il Controllo per avere una nuova lettura.
	Il meccanismo di disconnessione rapida non è collegato bene al cuscino.	Accertarsi che la connessione sia corretta, quindi premere il tasto per il Controllo per avere una nuova lettura. Vedere RISOLUZIONE DEI PROBLEMI in questo manuale.
	Il cuscino necessita di più aria.	Aprire la valvola e aggiungere altra aria al cuscino (da 6 a 10 pompate). Chiudere la valvola. Premere il tasto per il Controllo per ottenere una nuova lettura. Ripetere come necessario. <b>Se non si riesce a eseguire le regolazioni, interrompere l'uso fino a quando non si riceve assistenza.</b>
	Il cuscino o il meccanismo di disconnessione rapida sul cuscino presenta una lenta perdita d'aria.	Vedere RISOLUZIONE DEI PROBLEMI nel <i>Manuale d'uso del cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready®, Cuscino ROHO® Hybrid Elite® Manuale d'uso</i> o contattare il servizio di assistenza.
Spia	Causa	Azione
	Il cuscino ha troppa aria.	Aprire la valvola e togliere aria dal cuscino finché non compare la spia verde. Chiudere la valvola. <b>Se non è possibile eseguire questa operazione, contattare l'assistenza.</b>

## Istruzioni d'uso in modalità Optional Setup

La regolazione in modalità Optional Setup è un'alternativa alla regolazione in modalità Smart Setup che memorizza la vostra regolazione di gonfiaggio del cuscino preferita. Per maggiori informazioni, consultare la sezione INFORMAZIONI GENERALI.


### Prima parte: Regolare il cuscino senza usare lo Smart Check

1. Eseguire la procedura per resettare le informazioni (Hard Reset). Vedere


ISTRUZIONI PER RESETTARE LE INFORMAZIONI (HARD RESET).

**NOTA:** Al primo utilizzo togliere la linguetta della batteria.

2. Gonfiare il cuscino e metterlo sulla carrozzina. Sedere sul cuscino nella posizione abituale. Regolare il cuscino seguendo le istruzioni di regolazione del cuscino nel *Manuale d'uso del cuscino a comparto unico ROHO® con la tecnologia Sensor Ready® o Cuscino ROHO® Hybrid Elite® Manuale d'uso.*
3. Eseguire un controllo con la mano per confermare l'immersione e l'avvolgimento. (Vedere le ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO ESEGUITO CON LA MANO.)



### Symbols and Lights for Optional Setup




### Seconda parte : Salvare la regolazione con lo Smart Check




- Si consiglia di consultare uno specialista della postura quando si memorizza la regolazione desiderata del gonfiaggio del cuscino con la modalità Optional Setup.
- Eseguire i seguenti passaggi nelle condizioni ambientali abituali.



4. Verificare che lo Smart Check sia collegato al cuscino. Si sentirà un "clic" quando connessione è avvenuta.



5. Accertarsi che la valvola di gonfiaggio sia chiusa. Premere il tasto per il Controllo (Check ✓) per attivare lo Smart Check. Comparirà una spia rossa ↑ o ↓. **NON** aggiungere o rimuovere aria.



6. Premere e tenere premuto il tasto per la Regolazione per quattro (4) secondi finché non compare una spia verde. La spia verde indica che la regolazione di gonfiaggio desiderata è stata memorizzata. La spia verde **NON** indica che la regolazione del cuscino è corretta. Vedi INFORMAZIONI GENERALI per ulteriori informazioni.



Conservare lo Smart Check in un luogo sicuro ed accessibile. Vedere le istruzioni di DISCONNESSIONE E CUSTODIA.


**Il vostro cuscino adesso è regolato.**  
(Passaggio successivo: vedere le ISTRUZIONI PER VERIFICARE LA REGOLAZIONE).

### Istruzioni per il controllo eseguito con la mano


Usare questa guida per regolare il cuscino durante la regolazione in modalità Optional Setup. Si consiglia un controllo manuale anche dopo aver eseguito la regolazione in modalità Smart Setup in modo da avere un riferimento nel caso fosse necessario regolare il cuscino senza lo Smart Check (ad esempio, se il dispositivo è stato smarrito).



Prima di fare un controllo con la mano, fare riferimento a **IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA** e leggere le avvertenze riguardo all'uso di cuscini gonfiati in modo insufficiente o eccessivo.



Accertarsi che vi sia almeno ½ in. (1,5 cm) di spazio tra le sporgenze ossee della persona.




1. Mettere la mano tra se stessi e il cuscino. Sentire la prominente ossea più bassa. Si dovrebbero poter muovere leggermente le dita.
2. Se sembra che il cuscino abbia troppa aria o non abbastanza aria, regolare come necessario e vedere le ISTRUZIONI PER VERIFICARE LA REGOLAZIONE e la sezione INFORMAZIONI GENERALI.

## Istruzioni per resettare le informazioni (Hard Reset)

Prima di eseguire una nuova regolazione, cancellare la regolazione sullo Smart Check facendo un reset delle informazioni in memoria. **NOTA:** Lo Smart Check può essere collegato o staccato se quando si esegue il Reset.

1. Accertarsi che non vi siano spie fisse o lampeggianti.
2. Premere e tenere premuti simultaneamente il tasto per il Controllo ED il tasto per la Regolazione per cinque (5) secondi. Ogni spia lampeggerà una volta per indicare che la regolazione precedente è stata rimossa.
3. “Al termine del Ripristino seguire tutte le istruzioni di configurazione indicate in questo manuale.”




## Disconnessione e custodia

**Per disconnettere lo Smart Check dal cuscino:** Premere verso il basso l'aggancio grigio, quindi staccare.

**Per conservare lo Smart Check:** Staccare e conservare Smart Check in un luogo sicuro ed accessibile se non in uso (ad esempio, nella custodia fornita con lo Smart Check).



**Verificare che lo Smart Check non prema contro il corpo.**



## Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Nessuna spia compare su Smart Check dopo aver premuto il tasto per il Controllo.	Verificare che la linguetta sia stata rimossa dal vano batteria. Controllare il tipo di batteria e l'orientamento. Sostituire le batterie se necessario. Contattare il servizio assistenza se il problema persiste.
Regolazione in modalità Smart Setup: dopo aver premuto il tasto per il Controllo, lo Smart Check mostra ancora la spia rossa “Aggiungi aria” ↑ mentre è assodato che il cuscino è troppo gonfio e che il meccanismo di disconnessione rapida è ben collegato.	Controllare l'anello a 0 sul meccanismo di disconnessione rapida del cuscino per usura o guasto. In caso di guasto, contattare il servizio assistenza. Controllare il cuscino un'eventuale lieve perdita d'aria. Vedere RISOLUZIONE DEI PROBLEMI nel <i>Manuale d'uso del cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready®</i> o <i>Cuscino ROHO® Hybrid Elite® Manuale d'uso</i> .
Regolazione in modalità Optional Setup: non compare una spia verde dopo aver premuto e tenuto premuto il tasto per la Regolazione per quattro (4) secondi.	Ripetere la seconda parte delle D'USO IN MODALITÀ OPTIONAL SETUP. Se ancora non compare una spia verde, è possibile che la regolazione in modalità Optional Setup non sia compatibile con le vostre esigenze fisiche o preferenze. Fare riferimento alle INFORMAZIONI GENERALI e alle ISTRUZIONI D'USO IN MODALITÀ SMART SETUP, o contattare il medico o il servizio di assistenza.
Avete bisogno di assistenza per l'uso o la manutenzione dello Smart Check o riscontrate problemi imprevisti.	Contattare l'assistenza clienti.

## Garanzia limitata

**Termine di garanzia limitata:** 24 mesi dalla data in cui il prodotto è stato originariamente acquistato, Vedi anche il supplemento della Garanzia limitata fornita con il prodotto o contattare l'Assistenza Clienti.

## Pulizia e disinfezione



- La pulizia e la disinfezione sono procedimenti separati. La pulizia deve precedere la disinfezione.
- Se usato dalla stessa persona, pulire e disinfettare il prodotto quando necessario. Prima dell'uso da parte di un'altra persona, disinfettare e controllare che il prodotto sia funzionante.



- Osservare le linee guida di sicurezza sulle etichette di pulizia e disinfezione del prodotto.
- Lo Smart Check non deve essere pulito con acetone, MEK, toluene o smacchiatori adesivi.
- **NON immergere lo Smart Check in liquidi.**

**Come pulire:** Pulire lo Smart Check con un detersivo delicato e un panno pulito e morbido o una spugna. Asciugare all'aria.



**Per disinfettare:** Pulire lo Smart Check con un detersivo disinfettante non sbiancante. Asciugare all'aria.





**Sterilizzazione:** Lo Smart Check non è imballato in condizioni sterili, né è destinato ad essere sterilizzato prima dell'uso. Le alte temperature accelerano l'invecchiamento e possono causare danni all'assemblaggio del prodotto.

## Sostituzione della batteria

La spia di batteria esaurita indica che le batterie devono essere sostituite.



- Lo Smart Check manterrà in memoria la regolazione salvata dopo la sostituzione della batteria.
- Per preservare la durata della batteria, lo Smart Check passa automaticamente alla modalità di riposo se non in uso.
- Durata prevista delle batterie: un (1) anno.



1. Staccare lo Smart Check dal cuscino dal meccanismo di disconnessione rapida.
2. Usare un cacciavite Philips con un'impugnatura non conduttiva per svitare la vite ed aprire il coperchio della batteria.
3. Usare il cacciavite per sganciare le batterie.
4. Far riferimento a "+" ed inserire due (2) nuove batterie a cella alcaline 1.5 volt (LR44, A76, AG13 o equivalenti).
5. Chiudere il coperchio delle batterie.
6. Stringere la vite. **NOTA:** Se la vite non è avvitata completamente, le batterie potrebbero essere esposte a umidità e danneggiare il prodotto.



**TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DI QUALSIASI PERSONA CHE ABBAIA LA TENDENZA A METTERE IN BOCCA OGGETTI NON COMMESTIBILI. L'ingerimento o l'inalazione può causare lesioni serie o morte. Contattare IMMEDIATAMENTE l'assistenza medica di emergenza.**



## Smaltimento

Smaltire il prodotto e/o componenti secondo le norme applicabili vigenti, (compreso lo smaltimento di rifiuti elettronici). **NON INCENERIE.**





# permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

[permobilus.com](http://permobilus.com)



**Intertek**



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



**Intertek**

The products featured in this document were  
manufactured under a Quality Management System  
that is certified to ISO 13485:2016.