

M1

Die Kunst
der Einfachheit.



permobil

M1

Reine Freiheit.

Der M1 ist ein zuverlässiger, langlebiger Elektrorollstuhl mit niedriger Sitzhöhe, optionaler elektrischer Sitzkantelung und hochklappbaren, arretierbaren Armlehnen. Mit Energie versorgt durch das Permobil-Batteriesystem, um sicher und bequem dorthin fahren zu können, wo Sie hin möchten. Drinnen oder draußen.

Langlebigkeit, die man spürt

Der M1 wurde entwickelt, um den Strapazen eines aktiven Lebensstils zu widerstehen, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit liegt.

Mehr Reichweite

Die neue Permobil-Batterie und das Permobil VoltPro-Ladegerät arbeiten zusammen, um Ihnen eine bis zu 25 % größere Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer zu ermöglichen.

Sitzkantelung auf Knopfdruck

Die elektrische Sitzkantelungsoption ermöglicht eine Neigung des Sitzes um bis zu 50°, um eine Ruheposition oder Druckverteilung zu fördern. Die Sitzkantelung kann auch zur Verbesserung des Komforts, der Rumpfstabilität und der Kopfkontrolle genutzt werden.

Elektrisch höhenverstellbare Beinstützen-Option

Diese bietet die Möglichkeit, die Position für mehr Komfort leicht zu ändern. Sie kann auch zu einer besseren Durchblutung der unteren Extremitäten beitragen.

Komfortables und zuverlässiges Fahrverhalten

Die *Smooth*-Federung hilft, Vibrationen zu reduzieren und ein niedriger Schwerpunkt mit Mittelradtraktion bedeutet, dass Sie länger komfortabel fahren können. Mit der anpassbaren Sitzeinheit werden im Laufe der Zeit Haltungsänderungen oder funktionelle Veränderungen berücksichtigt.

Sichere und einfachere Transfers

Die niedrige Sitzhöhe, die stabilen, hochklappbaren und arretierbaren Armlehnen, der wegschwenkbare Joystick und die abnehmbaren Beinstützen sollen Transfers und Aktivitäten des täglichen Lebens sicherer und einfacher machen.

Kompakt und transportabel

Eine kompakte Grundfläche sowie eine klappbare Rückenlehnenoption sparen Platz beim Verstauen oder Transport des M1.



Wegschwenkbare
Beinstütze (abnehmbar)



Niedrige
Sitzhöhe von
410 mm

Unabhängigkeit

ELEKTRISCHE SITZKANTELVUNG OPTIONAL

bis zu 50° Neigung zum Ruhen
oder zur Druckumverteilung.

WEGSCHWENKBARER JOYSTICK
erleichtert den Transfer.

NIEDRIGE SITZHÖHE

unterstützt Transfers und
andere täglichen Aktivitäten.

FORTSCHRITTLICHES BATTERIESYSTEM

Die Permobil-Batterie und das
Permobil VoltPro-Ladegerät
arbeiten zusammen, um eine
längere Batterielebensdauer,
eine optimierte Ladezeit und
die Möglichkeit, eine höhere
Reichweite zu gewährleisten.

LED-LEUCHTEN VORNE UND HINTEN

für optimale Sicht und sicheres
Fahren bei Dunkelheit.

MEHR UNTERSTÜTZUNG

BodiLink®-Positionierungs-
zubehör speziell für Permobil-
Elektrorollstühle entwickelt.



M1 Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite (G34: 65 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Benutzergewicht	136 kg
Hindernisbewältigung (mit Anlauf)	50 mm (75 mm)
Kleinsten Wenderadius	1.120 mm
Spurbreite Lenkräder	1.100 mm
Federung	Smooth
Elektronik	R-NET 90 A
Crashtest ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja - max. 136 kg Benutzergewicht
Geprüft nach EN12182/EN12184	Ja
Max. Länge inkl. Sitz	990 mm
Basisbreite	610 mm
Breite inkl. Sitz und Armlehne	610-790 mm
Höhe	970-1.170 mm
Einlagerungslänge/-höhe	670 mm/820 mm
Gewicht inkl. Batterien (65 Ah)	144 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	410 mm
Optionen für Einbauhöhe Sitzhöhe ab Boden (ohne Kissen)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Sitztiefe	360–560 mm (25-mm-Schritte)
Sitz- und Rückenlehnenbreite	360–560 mm (50-mm-Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Kissen) Sitzbreite 360 mm	455–640 mm (25-mm-Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Kissen) Sitzbreite > 360 mm	555–740 mm (25-mm-Schritte)
Armlehnenhöhe	180-360 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380-480/480-580 mm
Winkelverstellung der Rückenlehne (manuell)	85°–110°
Sitzflächenverstellung - anteriore/posteriore Neigung	90°–140°
Elektrische Beinstütze	80°–140° (> 480 mm Sitztiefe) 90°–150° (≤ 480 mm Sitztiefe)
Schwenkbare Beinstütze (manuell verstellbar)	65°–80°
Mittig montierte Beinstütze (manuell einstellbar)	80°–135°

*Die Reichweite kann je nach Gewicht des Benutzers und bei häufigem Gebrauch des Rollstuhls an Hängen, auf unebenem Gelände oder beim häufigen Befahren von Bordsteinkanten variieren.



SITZKANTELUNG
NACH HINTEN 0-50°



ROHO AGILITY
RÜCKENLEHNE OPTIONAL



Mehr Farbe

SUNBURST
ORANGE

RADIANT
RED

POWER
PINK

GALACTIC
GREEN

OCEAN
BLUE

MIDNIGHT
BLACK