

Systeme de batterie et chargeur Permobil

Vous emmène plus loin.



permobil

Performances haut de gamme

Tranquillité d'esprit

Permobil a conçu un nouveau système de batterie et de chargeur qui vous offre une capacité 25 % supérieure à celle de notre batterie précédente.

Un chargeur performant contribue à prolonger la durée de vie des batteries de 50 %.

Vous pouvez ainsi vous déplacer plus loin, en toute tranquillité.

Vous emmène plus loin

Notre nouveau système de batterie offre une capacité 25 % supérieure à l'ancien système.

Durée de vie de batterie prolongée

Grâce à la charge optimisée avec le nouveau chargeur Permobil VoltPro, la durée de vie de la batterie est augmentée jusqu'à 50 %.

Se déplacer en toute indépendance

Les nouvelles batteries Permobil répondent à toutes les réglementations de transport (aérien...) et ne sont soumises à aucune restriction.


Pour votre sécurité

Testé et certifié CE pour une utilisation sur les fauteuils roulants électriques Permobil, notre concept garantit un poids et un centre de gravité corrects, indispensables pour la stabilité de votre fauteuil.

Application* MyPermobil gratuite

Vous pouvez vous connecter à votre fauteuil et connaître en temps réel la capacité de la batterie et la distance pouvant être parcourue en kilomètres et en heures. L'application comprend une carte intégrée avec l'historique de vos déplacements et peut également afficher vos angles de réglage d'assise.

*disponible sur les fauteuils équipés de Connect-Me.



Système de batterie

PLUS DE CAPACITÉ

Les nouvelles batteries Permobil offrent 25 % de capacité en plus

PLUS D'AUTONOMIE

Déplacez-vous plus loin en toute confiance

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE AUGMENTÉE

Profitez de vos batteries plus longtemps

CHARGEMENT OPTIMISÉ

Améliorez les performances de votre fauteuil

APPLICATION *MyPermobil**

Accédez aux informations sur votre autonomie de conduite et sur la charge de votre batterie

MARQUAGE GAGE DE SÉCURITÉ

Testé et vérifié pour une utilisation sur les fauteuils roulants électriques Permobil

PIÈCES DÉTACHÉES

Suivant les modèles de fauteuil, les utilisateurs Permobil peuvent bénéficier du nouveau système de batterie Permobil. Veuillez consulter le tableau de la page suivante pour plus de détails.

*disponible sur les fauteuils équipés de Connect-Me.



Caractéristiques techniques

Batterie GEL AGM Permobil (85 Ah)

Tension nominale	12 V
Capacité nominale	85 Ah
Cycles de charge	400-500 cycles à 100 %
Batterie étanche et agréée pour le transport	D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA
Poids	23,8 kg
Longueur	259 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	200 mm

Batterie GEL AGM Permobil (65 Ah)

Tension nominale	12 V
Capacité nominale	65 Ah
Cycles de charge	400-500 cycles à 100 %
Batterie étanche et agréée pour le transport	D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA
Poids	17,5 kg
Longueur	259 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	160 mm

CHARGEUR DE BATTERIE Permobil VoltPro

Courant de charge nominal	10 A
Tension de batterie nominale	24 V
Tension d'entrée	220-240 V (50-60 Hz)
Puissance de sortie max.	300 W
Poids	1,4 kg
Dimensions (L x l x H)	200 x 100 x 250 mm
Longueur du câble XLR	2,0 m
Longueur du câble d'alimentation CA	1,8 m
Protection	IP44
Classe de sécurité II	Double isolation entre circuits

Batterie et chargeur par fauteuil

Modèle de fauteuil	Permobil G24	Permobil G34	MK	Statut de commercialisation du fauteuil
M1		x	x**	Modèle commercialisé
M3 Corpus	x*	x	x**	Modèle commercialisé
F3 Corpus	x*	x	x**	Modèle commercialisé
M5 Corpus	x		x**	Modèle commercialisé
F5 Corpus	x		x**	Modèle commercialisé
F5 Corpus VS	x		x**	Modèle commercialisé
M400 HD	x		x**	Modèle commercialisé
K450			x***	Modèle commercialisé
K300 PS Junior R-Net			x***	Modèle commercialisé
X850 Corpus 3G			x***	Modèle commercialisé
Koala			x***	Modèle commercialisé
M300 PS-Jr			x***	Modèle commercialisé
M300/400			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
C300 Corpus 3G			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
C350 Corpus 3G			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
C400 C3G „Lowrider“ (Niederflurausführung)			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
X850 Miniflex			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
C500 Corpus 3G			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
C500 C3G „Lowrider“ (Niederflurausführung)			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
M300 Corpus 3G			x***	Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles



MyPermobil



Autonomie de la batterie

*Fauteuils fabriqués avant le 1er octobre 2020 – il est recommandé de passer aux nouvelles batteries Permobil et au chargeur Permobil VoltPro pour bénéficier de tous les avantages du système de batterie Permobil.

**Utilisez uniquement une batterie MK et un chargeur avec une courbe de charge correcte pour ces modèles de fauteuil.



permobil.nl | Tél: +31 (0) 70 770 37 64 | email: info@permobil.nl
permobil.be | Tél: +31 (0) 70 770 37 64 | email: info@permobil.be



BATTERYANDCHARGERDATASHEETBEFR201020