

**NEW**

新製品速報

通気性アップで  
新鮮五つ星★

バイオ  
とれたたて



バイオ とれたたて  
20-13(75) クリア  
サイズ: 204×127×52/32  
(レッドグローブ 約500g)

## 形状見本



バイオ とれたたて 18-12(60) クリア  
サイズ: 176×117×45/22



バイオ とれたたて 18-12(70) クリア  
サイズ: 176×117×51/26



バイオ とれたたて 20-13(75) クリア  
サイズ: 204×127×52/32

※表示のグラム数はレッドグローブを詰めた容量の目安です。



Point  
1

# 商品にやさしい ▶ 隙間で通気性UP

**傷みを軽減** ・段積み時も通気性が高く、食材が傷みにくい!!

**鮮度を保つ** ・適度な通気性で、効率的にエチレングスを排出し追熟やカビの発生を低減!!



段積み  
の  
通気性



天面突起で段積み  
に隙間ができる



段積み時でも  
通気性が高い

嵌合部  
の  
通気性



嵌合部の広い通気口で  
さらに通気性UP



広い通気口でも  
ボタン嵌合でしっかり閉まる

パチッと  
押し込み  
しっかり  
嵌合

Point  
2

# 売場にやさしい ▶ しっかり段積み

**安定感** ・段積みしても容器が崩れにくい!!

**綺麗に陳列** ・売場を乱すことなく綺麗に保てる!!



バイオ とれたて  
18-12(60) クリア

サイズ: 176×117×45/22  
〈アメリカンチェリー 約300g〉

Point  
3

# 生活者にやさしい

## ▶ 容器で洗える



容器を  
ザル代わり



フタをして  
水を切る

## ▶ 親指ポケットで開けやすい



品名	サイズ	ぶどう容量	材質	袋 入数	ケース 入数	クリアー防曇		備考
バイオとれたて 18-12(60)	176×117×45/22	200~300	バイオPET	50	600		PBTT371	ボタン式嵌合
バイオとれたて 18-12(70)	176×117×51/26	300~400	バイオPET	50	600		PBTT376	ボタン式嵌合
バイオとれたて 20-13(75)	204×127×52/32	400~500	バイオPET	50	400		PBTT486	ボタン式嵌合

サイズの見方 例) バイオとれたて 18-12(60) 176×117×45/22

フタの高さ ↑ ↓ 本体の高さ

<http://www.risupack.co.jp>  
**リスパック株式会社**

営業本部

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地  
TEL(0568)67-5513(代) FAX(0568)67-7721

札幌営業所 TEL(011)864-8394(代)  
仙台支店 TEL(022)223-3113(代)  
東京支店 TEL(03)6702-0190(代)  
大宮営業所 TEL(048)650-3786(代)

西東京営業部 TEL(042)724-1580(代)  
名古屋支店 TEL(052)732-1411(代)  
金沢営業所 TEL(076)237-5480(代)  
静岡営業所 TEL(054)282-8303(代)

大阪支店 TEL(06)6445-7722(代)  
中四国支店 TEL(086)212-1611(代)  
福岡支店 TEL(092)431-8032(代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する場合があります。 0002010①SN