

INFRAROOD THERMOMETER

Contactloos en nauwkeurig.

Deze thermometer is voorzien van een intelligente boogreflector en een 25% groter infrarood inductieoppervlak, waardoor de nadruk ligt op praktische bruikbaarheid. Een 0.1°C nauwkeurigheid, contactloze aflezing van de voorhoofdtemperatuur en een gepaste afstand van 1,5 tot 5 cm maken er een efficiënt instrument van.




TECHNISCHE INFORMATIE	Referentie / Merk	TH-INFR-LED-NC-R-BM-M-WH-UNI*		
	Producteigenschappen	Meetbereik : 32,0°C - 42,2°C Nauwkeurigheid : +/- 0,2°C (35,0°C - 42,0°C) / +/- 0,3°C Geheugen : 32 metingen Automatische uitschakeling : 60s Omgeving: 16°C - 35°C Verkocht zonder AAA batterijen		
	Afmetingen	Herbruikbaar. Niet schoonmaken met water of detergenten.		
LOGISTIEKE/VERPAKKINGSINFO	Verpakkingsinformatie (doos)	Stukken: 1 pcs per box	Maat: 6,5 cm x 4,5 cm x 19 cm	
	Verpakkingsinformatie (karton)	Stukken: 120 boxes per karton	Maat: 47 cm x 41 cm x 40,5 cm	G.W.: 10,5 kg
	Bewaring	Moet worden opgeslagen in een niet-vochtige opslagruimte bij een temperatuur tussen -20°C en +55°C.		
	Einddatum	5 jaar na productiedatum		
GEREGLEMENTEERDE INFO	Verordening / richtlijn	93/42/EEC		
	Productclassificatie	Klas IIa Rule 10		
	Kwaliteitsnormen	Gefabriceerd onder ISO 13485:2016 ISO 80601-2-56:2017+A1:2018 IEC 60601-1-1:2005+A1:2012 IEC 60601-1-2:2014 IEC 62304:2015 IEC 60601-1-11:2015		
KLANTENINFO	Land van herkomst	China		
	Distributeur	XML-MED		
	GS Code	902511		

* Sommige producten die in 2020 uit voorraad zijn aangekocht, kunnen op de verpakking nog de oude referentie hebben.
Vorige SKU: TH-INFR-WHITE-BM-M

INFRAROOD THERMOMETER

Verpakkingsillustraties en informatie



WWW.XML-MED.COM

©2020 XML-MED is een geregistreerd handelsmerk van XML srl.
Sterrebeekstraat 178 Unit A & B, 1930 Zaventem, België

Raadpleeg voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de bijbehorende etikettering.
Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten in deze brochure te corrigeren.

XML srl BE0882 760 079

Revision n°01

Effective date: 27 Nov 20

2